







DECLARAÇÃO DE EFICÁCIA DESINFETANTE (TAMBÉM VÍRICA CONTRA O SARS-CoV-2) Dispositivo de Desinfecção a Vapor sem contato / com contato

A empresa **Polti Spa** declara e certifica que os produtos referidos como **“DDV” - Dispositivos de Desinfecção a Vapor**, utilizados corretamente, **têm eficácia bactericida, esporicida, fungicida, levuricida e virucida - também contra SARS-CoV-2.**

A eficácia foi testada por laboratórios terceiros independentes em condições de sujeidade com substâncias interferentes para a saúde humana/médica que cumpre com o padrão **AFNOR NF T72-110 - MARÇO DE 2019**

PRUEBA SIN CONTACTO		TESTE SEM CONTATO																															
	DISTÂNCIA: COM CONTATO		DISTÂNCIA: 5 MM																														
	VELOCIDADE DE PASSAGEM: 10 CM/S		VELOCIDADE DE PASSAGEM: 10 CM/S																														
<table border="1"> <tr><td>C1</td><td>C2</td><td>C3</td></tr> <tr><td>C4</td><td>C5</td><td>C6</td></tr> <tr><td>C7</td><td>C8</td><td>C9</td></tr> <tr><td>C10</td><td>C11</td><td>C12</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>C13</td><td>C14</td><td>C15</td></tr> </table>	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15		<table border="1"> <tr><td>C1</td><td>C2</td><td>C3</td></tr> <tr><td>C4</td><td>C5</td><td>C6</td></tr> <tr><td>C7</td><td>C8</td><td>C9</td></tr> <tr><td>C10</td><td>C11</td><td>C12</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>C13</td><td>C14</td><td>C15</td></tr> </table>	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	
C1	C2	C3																															
C4	C5	C6																															
C7	C8	C9																															
C10	C11	C12																															
C13	C14	C15																															
C1	C2	C3																															
C4	C5	C6																															
C7	C8	C9																															
C10	C11	C12																															
C13	C14	C15																															

Banco de provas para a avaliação de dispositivos de vapor válido para provas de "contato" e "sem contato" C4/ C5/ C6 = áreas contaminadas com micro organismos.
A velocidade de passagem cumpre com a norma: 10 cm/s
A distância para a prova "sem contato" cumpre com a norma: 5 mm
Na prova de "contato", realizou-se uma só passagem para todas as filas de amostras. Na prova "sem contato", realizou-se uma passagem para cada fila de amostras.

OS PRODUTOS QUE SE SUBMETEM A ENSAIO, NO CORRETO MODO DE FUNCIONAMENTO, PREVISTO NA NORMA, OBTÊM AS SEGUINTE REDUÇÕES:

- ≥5 Log - Bactérias - Atividade bactericida
- ≥4 Log - Vírus - Atividade virucida
- ≥4 Log - Hongos - Atividade fungicida
- ≥4 Log - Levaduras - Atividade levuricida
- ≥3 Log - Esporas bacterianas - Atividade esporicida



DISPOSITIVO DE DESINFECÇÃO A VAPOR

(rif. AFNOR NF T72-110)

